


ESTERILIZACIÓN

Modelo SE33AD



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estantes rejilla regulables (3 posiciones)



Medidas Internas
33 x 20 x 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros) 13

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 48 x 36 x 48

Otros

Consumo Wats 660
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control Digital EcoLogic
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida