


# SECADO

## Modelo **SL70SDB**

# "SAN JOR"



**Rango de Temperatura**  
50°C  200°C

**Medidas Internas**  
**70 x 50 x 50**

## Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema Blast
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Exactitud:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Uniformidad:  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en Fábrica)
- Extensión de garantía gratuita en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (6 Posiciones)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Interior








Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50  
Volumen Interno (en Litros) 175

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 64 x 90  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 95 x 70 x 95

### Otros

Consumo Wats 1600  
Peso en Kg Neto 53  
Peso en Kg con Embalaje 58

-  Alta performance para uso continuo
-  Exclusivo Sistema BLAST
-  Fácil manejo del Control Digital
-  Autotuning optimizado de fábrica
-  Mayor Precisión
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

[www.sanjor.com.ar](http://www.sanjor.com.ar)

Especialistas en fabricación de Estufas